

Pèse Personne Mécanique SECA 760 - COLORATA

Référence 03122



Prix du produit :

146,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Idéal pour équiper un cabinet médical ou un établissement nécessitant un usage intensif, le <u>pèse personne</u> **SECA 760 - COLORATA** vous offre précision et facilité d'utilisation et est disponible en quatre coloris différents.

Description du produit:

Pèse Personne Mécanique SECA 760 plate

Pèse personne pour cabinet médical

Plateforme revêtue de caoutchouc naturel rainuré, agréable au toucher, design classique du cadran à aiguille, mécanisme robuste et précis. Cercle chromé, tapis amovible. Cette **balance** est équipée d'un plateau de grande taille qui permet un grande stabilité et un grand confort d'utilisation. Avec un revêtement anti-dérapant en caoutchouc naturel disponible en plusieurs coloris, facile à nettoyer pour un usage professionnel et une utilisation intensive.

Comment entretenir et nettoyer son pèse-personne?

L'entretien de l'appareil s'effectue simplement, avec des produits de nettoyage courants. Ne pas utiliser de produits récurants.

Pour nettoyer l'intérieur du verre, ôter simplement le cercle situé autour de celui-ci puis soulever le verre (seca 760, 761/762, 791).

Pour cela, ôter le cercle retenant le verre en le faisant pivoter de droite à gauche puis remonter



de la même façon cercle en le faisant pivoter celle fois-ci de gauche à droite.

En savoir plus sur la marque SECA :

La précision au service de la santé

En achetant ce pèse-personne, vous avez choisi la précision, la fiabilité et le design d'un fabricant de grande renommée ayant plus de 150 ans d'expérience dans le domaine de la pesée médicale.

<u>SECA</u> met depuis toujours ses compétences au service de la santé et s'impose aujourd'hui non seulement dans le domaine du pesage médical et pesage privé.

Caractéristiques:

• **Dimensions**: 303 x 118 x 470mm

• **Dimensions**: plateforme 265 x 70 x 265 mm

Capacité: 150 kg
Graduation: 1 kg
Poids: environ 3,5 kg

• Fonctions : Réglage du zéro

• Coloris: Bleu nocturne, Rouge vin, Noir ou Blanc (tapis noir)

Garantie 3 ans. CE.