

Pèse Personne Mécanique SECA 760 - COLORATA

Référence 03122



Prix du produit :

149,93 € taxe inclu

Description brève du produit :

Idéal pour équiper un cabinet médical ou un établissement nécessitant un usage intensif, le [pèse personne SECA 760 - COLORATA](#) vous offre précision et facilité d'utilisation et est disponible en quatre coloris différents.

Description du produit :

Pèse Personne Mécanique SECA 760 plate

Pèse personne pour cabinet médical

Plateforme revêtue de caoutchouc naturel rainuré, agréable au toucher, design classique du cadran à aiguille, mécanisme robuste et précis. Cercle chromé, tapis amovible. Cette **balance** est équipée d'un plateau de grande taille qui permet une grande stabilité et un grand confort d'utilisation. Avec un revêtement anti-dérapant en caoutchouc naturel disponible en plusieurs coloris, facile à nettoyer pour un usage professionnel et une utilisation intensive.

Comment entretenir et nettoyer son pèse-personne ?

L'entretien de l'appareil s'effectue simplement, avec des produits de nettoyage courants. Ne pas utiliser de produits récurants.

Pour nettoyer l'intérieur du verre, ôter simplement le cercle situé autour de celui-ci puis soulever le verre (seca 760, 761/762, 791).

Pour cela, ôter le cercle retenant le verre en le faisant pivoter de droite à gauche puis remonter de la même façon cercle en le faisant pivoter celle fois-ci de gauche à droite.

En savoir plus sur la marque SECA :

La précision au service de la santé

En achetant ce pèse-personne, vous avez choisi la précision, la fiabilité et le design d'un fabricant de grande renommée ayant plus de 150 ans d'expérience dans le domaine de la pesée médicale.

[SECA](#) met depuis toujours ses compétences au service de la santé et s'impose aujourd'hui non seulement dans le domaine du pesage médical et pesage privé.

Caractéristiques :

- **Dimensions** : 303 x 118 x 470mm
- **Dimensions** : plateforme 265 x 70 x 265 mm
- **Capacité** : 150 kg
- **Graduation** : 1 kg
- **Poids** : environ 3,5 kg
- **Fonctions** : Réglage du zéro
- **Coloris** : Bleu nocturne, Rouge vin, Noir ou Blanc (tapis noir)

Garantie 3 ans. CE.