

# Couvre thermomètre lubrifié Tempasept

Référence 01956



Prix du produit :

**36,92 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Etui jetable lubrifié pour thermomètre électronique pour la prise de température rectale. Assure un hygiène parfaite lors de la prise de température. Étuis à usage unique.

Description du produit :

Couvre-thermomètre Tempasept, lubrifié, boîte de 1000 étuis jetables. Étuis jetables lubrifiés non stériles pour thermomètres électroniques.

- Etui jetable non stérile qui assure une double protection pour l'hygiène lors de la prise de température rectale.
- L'étui intérieur évite le contact du thermomètre avec la muqueuse.
- La partie colorée aide à l'ouverture de l'étui pour positionner le thermomètre.
- Le film mince et résistant garantit des mesures exactes.
- Le lubrifiant sur l'étui intérieur facilite l'introduction rectale du thermomètre.
- À usage unique, l'étui extérieur protège de la contamination le personnel soignant et les plans de travail.
- Durée de conservation de l'étui : 3 ans.

Boîte de 1000 étuis.

**CE.**