

# Couvre thermomètre non lubrifié Tempasept

Référence 03047



**Prix du produit :**

**39,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Tempasept : étuis jetables non lubrifiés pour thermomètre électronique recommandés pour la prise de température orale ou axillaire. Évite la contamination du personnel et des patients lors de la prise de température.

**Description du produit :**

- Etui jetable, double protection, pour l'hygiène lors de la prise de température.
- L'étui intérieur évite le contact du thermomètre avec la muqueuse.
- La partie en couleur facilite l'ouverture de l'étui intérieur pour placer le thermomètre.
- Le film mince et résistant garantit des résultats de mesures exacts.
- Le lubrifiant sur l'étui intérieur facilite l'introduction rectale du thermomètre.
- Le modèle sans lubrifiant, s'utilise pour la prise de température orale et axillaire.
- A usage, l'étui extérieur protège de la contamination le personnel soignant et les plans de travail.

Boîte de 1000 étuis.

**CE.**

Disposez des étuis utilisés dans des containers DASRI voir ci-dessous :

**Les produits complémentaires:**

[- Conteneur en carton Agerma® pour DASRI](#)

[- Sacs à déchets DASRI à lien coulissant](#)

---

[- Boîte à aiguilles DASRI Picador® pour déchet perforant, coupant et tranchant](#)