

# Robinet 3 voies

Référence 01444



**Prix du produit :**

**23,50 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Les robinets 3 voies sont conçus pour les connexions des lignes de perfusions ou pour permettre les injections de bolus dans une ligne de perfusion.

**Description du produit :**

- Robinet à crans facilement manipulables.
- Ø Int = 3,1 mm et Ø Ext = 4,1 mm.
- Etanchéité testée jusqu'à des pressions supérieures à 4 bars
- Résistants aux intra lipides.
- Robinet seul
- Rotation 360°

Boîte de 50 robinets

**CE.**