

Robinet 3 voies

Référence 01444



Prix du produit :

23,97 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les robinets 3 voies sont conçus pour les connexions des lignes de perfusions ou pour permettre les injections de bolus dans une ligne de perfusion.

Description du produit :

- Robinet à crans facilement manipulables.
- Ø Int = 3,1 mm et Ø Ext = 4,1 mm.
- Etanchéité testée jusqu'à des pressions supérieures à 4 bars
- Résistants aux intra lipides.
- Robinet seul
- Rotation 360°

Boîte de 50 robinets

CE.