

Aiguille à suture Filapeau® non résorbable boite de 12

Référence 03181



Prix du produit :

20,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Suture stérile non résorbable filapeau avec aiguille. Disponible en 5 tailles. Ce kit de suture est utilisé pour la fermeture des plaies superficielles et pour la chirurgie plastique.

Description du produit:

Les sutures stériles non résorbables Filapeau®

Composées de monofils de polyamide pour la suture chirurgicale des plans cutanés superficiels et des parois.

Le <u>fil de suture</u> Filapeau® est un monofil de polyamide bleu non résorbable spécialement conçu pour la fermeture des plaies cutanées superficielles et pour la chirurgie plastique.

Ce fil est à la fois souple, solide et légèrement élastique. Il confère une bonne glisse lors de la <u>suture</u> et a une bonne tenue au nœud.

Les sutures sont teintes en bleu pour améliorer leur visibilité.

Composition:

- Fil : polyamide bleu (colorant : Phtalocyanine de cuivre Cl 74160 et noir de carbone Cl 77266)
- Aiguille : acier inoxydable

La suture Filapeau® est **stérilisée à l'oxyde d'éthylène** (durée de validité de 5 ans à compter de la stérilisation).

Les sutures stériles sont conditionnées dans un support carton Onepak®, sous pochette externe papier/poly pelable. Elles sont disponibles par **boîte de 12**.



8 tailles au choix :

Réf.	USP	Décimale	Courbure	Longueur de	Longueur du
				l'aiguille	fil
03181	2/0	3	3/8	18 mm	90 cm
07016	3/0	2	3/8	13 mm	90 cm
03180	3/0	2	3/8	16 mm	90 cm
07011	3/0	2	3/8	18 mm	90 cm
07018	4/0	1,5	3/8	13 mm	90 cm
03179	4/0	1,5	3/8	16 mm	90 cm
03178	5/0	1	3/8	12 mm	90 cm
03177	6/0	0,7	3/8	12 mm	90 cm

Marquage CE, produit conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Boîte de 12 pochettes. CE.