

Électrodes de surveillance cardiaque 3M™ 2228 - support mousse Adulte / Enfant

Référence 03354



Prix du produit :

7,13 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ces électrodes sont de faible impédance et ne laisse aucune trace de gel sur la peau. Elle dispose d'un support en mousse hypoallergénique, garanti sans latex.

Description du produit :

Les électrodes 2228 3M™ sont indiquées pour la surveillance cardiaque de courte durée avec un [ECG](#).

À la fois adaptées pour les adultes et les enfants elles sont sur un support en mousse hypoallergénique, garanti sans latex.

De faible impédance avec une grande résistance, elles permettent un tracé parfait. Les **électrodes 3M** sont enduites sur le support en mousse d'un hydrogel adhésif conducteur de qualité.

Caractéristiques techniques :

- Bonne adhésivité sur la peau
- Résistance aux fluides
- Très bonne qualité du tracé
- Connexion avec pression en inox
- Dimensions 3,7 x 3,25 cm.

Sachet de 50 électrodes.

CE.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

