

# Défibrillateur DEF-NSI Plus Colson semi-automatique

Référence 04010



Prix du produit :

**1 305,81 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Compact, mise en oeuvre rapide, adaptable adulte/enfant sans changement d'électrodes.**

**Temps de charge court. Un défibrillateur qui peut être utilisé par tout le monde grâce au guidage vocal !**

Description du produit :

## Défibrillateur cardiaque facile d'utilisation !

- [Défibrillateur](#) externe automatisé avec guidage vocal et visuel (conforme aux recommandations ERC 2010).
- Des fonctions "intelligentes" intégrées pour mieux aider l'intervenant et faciliter la maintenance.
- Ajustement automatique du volume sonore du guidage vocal en fonction de l'environnement.
- Analyse automatique de l'activité cardiaque.
- Indication sur la qualité des compressions thoraciques lors de la réanimation cardio respiratoire.
- Électrodes pré-connectées sur l'appareil.
- Indication sur la péremption des électrodes sur leur éventuelle réutilisation accidentelle.

- Possibilité de stocker des données (jusqu'à 5 interventions) sur une carte SD pour leur transfert et leur étude sur PC.
- Temps de charge : moins de 10 secondes.

*Fourni avec :*

- Batterie longue durée non rechargeable et électrode pour adulte pré-connectées.
- Batterie 12V. Poids 2,4 kg avec batterie.
- Ajustement automatique du volume sonore en fonction de l'environnement.
- Possibilité de passer du mode « Adulte » (150 J) au mode « enfant » (50 J) sans changer d'électrodes.
- Contrôle automatique et indicateur visuel de l'état des électrodes et du niveau de charge.
- Possibilité de stocker jusqu'à 5 interventions, transfert sur PC par infrarouge ou par carte SD.
- Différents accessoires en option.

## **Pourquoi un défibrillateur accessible à tous ?**

En France, le taux de survie après un arrêt cardiaque est de 2 à 4 % et chaque année, 40 000 à 60 000 personnes en décèdent.

Dans les pays où le défibrillateur est mis à disposition du grand public, comme les pays anglo-saxons, ce taux est de 30 %.

Le décret paru au journal officiel le 5 mai 2007 (décret n° [2007-705](#) du [04 2007](#)) est un encouragement à la généralisation de ce type d'appareil.

## **Autre modèle disponible**

Nous proposons également la version AUTO de ce défibrillateur :

[Réf. 06493 - Défibrillateur Colson Auto NSI automatique](#)

[Pour vous aider à choisir votre défibrillateur n'hésitez pas à consulter notre guide](#)

## Vidéo de présentation du défibrillateur DEF-NSI