


Electrodes sèches à fil Comepa

Référence 03067



Prix du produit :

59,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Utilisation préconisée pour les tests d'effort.

Description du produit :

Caractéristiques

- Electrodes sèches à fil
- Support microporeux anallergénique
- Sans latex
- Sans gel
- Durée optimale d'utilisation 72 h
- Diamètre 45 mm Longueur du fil 15 cm

Préconisations :

- Test ECG
- Surveillance monitorée

Sachet de 150 electrodes