

Marchepied 2 marches, époxy

Référence 03337



Prix du produit :

115,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Marchepied pour divan d'examen.

Description du produit :

Marchepied 2 marches avec revêtement antidérapant.

Marchepied époxy, 2 marches

- Structure en tube d'acier laqué époxy
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
- **Charge maximum : 150 kg**
- Dimensions: (L)40 x (l)24.5 x (H)34 cm
- Hauteur de la première marche : 16,5 cm

Livré démonté.