

# Stéthoscope Pulse® pavillon simple Spengler

Référence 03542

Prix du produit :

**11,28 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Pour le diagnostic au quotidien ce stéthoscope économique deviendra indispensable ! Équipé d'une membrane haute résolution. Il est parfait pour les prises de tension répétées.

Description du produit :

## Stéthoscope économique pour une utilisation quotidienne !

Le stéthoscope Pulse® Spengler a été créé pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien. Il est ergonomique et fonctionnel, conçu pour la prise de tension au quotidien.

- Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré.
- Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.
- Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure.
- Bague anti-froid et embouts auriculaires souples à vis.
- Lyre orientée avec ressort intégré.
- Simple pavillon couleur (embouts, bague, tube et pavillon assortis).
- Prise de tension au quotidien et confort de l'examen.
- Indispensable dans la trousse.
- Longueur totale : 78 cm

Existe aussi en [double pavillon avec le modèle Dual Pulse®](#).

Existe dans différents coloris.

**Garantie** (récepteur et lyre) **3 ans. CE.**

**Produits complémentaires à votre stéthoscope:**

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope](#)

[Gravure laser : rendez-unique votre stéthoscope grâce à la personnalisation.](#)