

# Stéthoscope Pulse® pavillon simple Spengler

Référence 02817



#### Prix du produit :

## 11,28 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Pour le diagnostic au quotidien ce stéthoscope économique deviendra indispensable ! Équipé d'une membrane haute résolution. Il est parfait pour les prises de tension répétées.

#### **Description du produit:**

#### Stéthoscope économique pour une utilisation quotidienne!

Le stéthoscope Pulse® Spengler a été créé pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien. Il est ergonomique et fonctionnel, conçu pour la prise de tension au quotidien.

- Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré.
- Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.
- Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure.
- Baque anti-froid et embouts auriculaires souples à vis.
- Lyre orientée avec ressort intégré.
- Simple pavillon couleur (embouts, bague, tube et pavillon assortis).
- Prise de tension au quotidien et confort de l'examen.
- Indispensable dans la trousse.
- Longueur totale: 78 cm

Existe aussi en double pavillon avec le modèle Dual Pulse®.

Existe dans différents coloris.



Garantie (récepteur et lyre) 3 ans. CE.

### Produits complémentaires à votre stéthoscope:

Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.

Réf. 07000 - Kit de nettoyage pour stéthoscope

Gravure laser: rendez-unique votre stéthoscope grâce à la personnalisation.