

# Divan Moreuil avec 2 blocs de 4 tiroirs - VOG

Référence 04121



**Prix du produit :**

**2 365,00 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Un divan d'examen pour cabinet médical avec 1 bloc de 4 tiroirs de rangement pour optimiser vos examens. Divan à hauteur fixe. Fabrication française.

Pour plus de confort et d'économie de temps optez pour les options payantes suivantes lors de votre achat :

- pack-livraison (livraison, installation et reprise de tous les emballages)
- reprise (reprise de votre divan existant)

**Description du produit :**

Divan Moreuil avec 2 blocs de 4 tiroirs de rangement sécurisés avec clef.

*Caractéristiques :*

- Bâti en tube rectangulaire époxy
- Table fixe avec 2 blocs de 4 tiroirs fermants à clef
- Sellerie tendue d'une épaisseur de 50 mm avec bourrelets
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande à droite)
- Dessous assise et dossier avec capot de protection blanc
- Porte rouleau
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3
- Garantie 3 ans (hors sellerie garantie 1 an)

*Dimensions :*


- Hors tout : L. 2000 x l. 670 x H. 800 mm
- Dossier : L. 660 x l. 670 mm
- Assise : L. 1300 x l. 670 mm
- Poids du divan : 110 kg
- Poids supporté : 200 kg

*Couleurs :*

56 couleurs disponibles.

[Voir le nuancier des couleurs.](#)

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.



Prix affiché avec éco-participation de 10,00 €.