

Bande de crêpe en coton

Référence 00789



Prix du produit :

3,30 € taxe inclu

Description brève du produit :

Site de vente en ligne de [matériel médical](https://www.ldmedical.fr), LD Medical assure la vente de **bande Velpeau** pour la **fixation des pansements** et le **maintien des articulations** et des masses musculaires. La **bande de crêpe Sylamed** est composée de coton et d'élastomère.

Lot de 5 bandes

Description du produit :

Bande velpeau Sylamed, non stérile

Les [bandes](#) de crêpe non stériles Sylamed sont constituées de fil de coton et d'élastomère. Elles sont utilisées pour garantir une bonne **fixation des pansements** et un maintien optimal des articulations et des masses musculaires.

Ce type de [pansement](#) est souvent utilisé dans le cas d'entorses, de déchirure musculaire, de luxation, douleurs articulaires, etc... Élastiques et adhésives, elles sont étirables mais le serrage ne doit pas être trop intense.

Elles permettront de faciliter la guérison lors d'entorse ou d'une luxation par exemple, puisqu'elle empêche l'articulation d'être mobile. De plus, elles assurent un confort optimal pour le patient, dû notamment à la matière du **pansement** (100% coton).

La **bande de crêpe Sylamed** est caractérisée par deux fils de coton de couleur bleue en lisière de la bande.

Conditionnement : Emballage individuel sous cellophane

Caractéristiques :

- Poids : 75 g/m² ± 10 g/m²
- Longueur : 4 m ± 10% à l'étirage

Tailles au choix :

- 5 cm x 4 m
- 7 cm x 4 m
- 10 cm x 4 m
- 15 cm x 4 m
- 20 cm x 4 m

Dispositif non stérile mais à usage unique, ne pas réutiliser. Ne poser que sur une peau saine.

LD Medical ne sélectionne que des produits de qualité, issus de marques de référence dans le domaine de la santé. La **bande de crêpe** velpeau en coton Sylamed non stérile se caractérise par une absence de latex, absence de substances d'origine animale, absence de phtalates et absence de PVC.

Nous nous engageons à être une référence pour le personnel soignant et les professionnels de santé, quelle que soit leur spécialité, pour la vente de matériel, fourniture et équipements médicaux.

Dispositif Médical de Classe I selon l'annexe IX de la Directive 93/42/CEE. Conforme à la norme EN 980.

Lot de 5 bandes

À SAISIR ! Offre spéciale à partir de 10 bandes !

Qu'est-ce que la bande Velpeau ?

La bande Velpeau est une bande élastique autoadhésive utilisée pour la contention légère des membres, en particulier pour les entorses et les blessures musculaires. Elle tient son nom du médecin français Alfred Velpeau, qui a contribué à son développement.

Ce dispositif médical est fabriqué à partir d'un matériau élastique qui lui confère une capacité d'étirement et de maintien. Cette bande possède un côté adhésif qui permet de l'appliquer et de la fixer facilement sans avoir besoin d'épingles ou de clips. Elle est généralement disponible en différentes largeurs pour s'adapter à différentes parties du corps.

Utilisée pour soutenir et stabiliser les articulations, réduire l'enflure, et fournir un soutien léger aux muscles blessés ou aux articulations instables. Elle est souvent utilisée dans le cadre du traitement initial des entorses, des foulures, des contusions et d'autres blessures mineures.

Il est important de noter que la bande Velpeau ne remplace pas un diagnostic médical approprié

ni un traitement professionnel. Si vous avez une blessure ou une condition médicale, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé qui pourra évaluer votre situation et vous recommander les traitements appropriés.

Comment mettre la bande Velpeau ?

Pour appliquer correctement un Velpeau Strapp (bande Velpeau), suivez les étapes suivantes :

1. Préparez la peau : assurez-vous que la peau est propre et sèche avant l'application. Évitez d'appliquer la bande sur une peau présentant des plaies ou des lésions cutanées.
2. Mesurez la longueur nécessaire : déterminez la longueur de la bande dont vous avez besoin pour envelopper la zone concernée. Vous pouvez mesurer en utilisant la bande elle-même ou en utilisant un ruban à mesurer.
3. Positionnez le début de la bande : débutez l'application en fixant une extrémité de la bande sur la peau, juste en dessous de la zone à soutenir. Assurez-vous que le côté adhésif est tourné vers la peau.
4. Enveloppez la zone : enroulez doucement la bande autour de la zone à soutenir, en tirant légèrement pour obtenir une contention confortable. Veillez à ne pas trop serrer, car cela pourrait restreindre la circulation sanguine.
5. Continuez l'enroulement : continuez à enrouler la bande en formant une spirale, en veillant à chevaucher chaque tour d'environ la moitié de la largeur de la bande. Cela garantit une contention uniforme et efficace.
6. Terminez l'application : lorsque vous atteignez la fin de la bande ou la fin de la zone à soutenir, fixez solidement la bande en l'appliquant sur elle-même ou en utilisant un ruban adhésif pour la maintenir en place.

Assurez-vous que la bande est fixée de manière sécurisée, mais sans exercer une pression excessive ou causer un inconfort.

Comment utiliser une bande Velpeau ?

La bande Velpeau est un dispositif médical qui permet de maintenir une articulation ou un membre en place. Pour l'utiliser, il faut d'abord s'assurer que la peau est propre et sèche. Ensuite, il faut appliquer la bande sur la zone concernée en la faisant passer autour de l'articulation ou du membre. Il est important de ne pas trop serrer la bande pour éviter de couper

la circulation sanguine. Enfin, il faut fixer la bande avec des attaches velcro ou des clips pour qu'elle reste en place .

Quelle est la différence entre une bande Velpeau et une bande de contention ?

Les bandes Velpeau et les bandes de contention sont deux types de dispositifs médicaux différents. Les bandes Velpeau sont utilisées pour maintenir une articulation ou un membre en place, tandis que les bandes de contention sont utilisées pour améliorer la circulation sanguine et réduire l'enflure. Les bandes de contention sont souvent utilisées pour traiter les varices, les œdèmes et les thromboses veineuses profondes .

Comment choisir la bonne taille de bande Velpeau ?

Pour choisir la bonne taille de bande Velpeau, il faut mesurer la circonférence de la zone à traiter. Les bandes Velpeau sont disponibles en différentes tailles, allant de 5 cm à 20 cm de largeur. Il est important de choisir une bande qui convient à la taille de la zone à traiter pour éviter de trop serrer la bande et couper la circulation sanguine .

Combien de temps peut-on porter une bande Velpeau ?

La durée pendant laquelle on peut porter une bande Velpeau dépend de la gravité de la blessure et des recommandations du médecin. En général, il est recommandé de porter la bande Velpeau pendant quelques heures à la fois, en la retirant régulièrement pour vérifier la circulation sanguine. Il est important de ne pas porter la bande Velpeau pendant une période prolongée, car cela peut entraîner des problèmes de circulation sanguine .

Comment laver une bande Velpeau ?

Attention ! seules les bandes velpeau réutilisable peuvent être lavées. Pour cela, il faut d'abord retirer les attaches velcro ou les clips. Ensuite, il faut laver la bande à la main ou en machine à une température maximale de 30°C. Il est important de ne pas utiliser d'adoucissant ou de javel pour éviter d'endommager la bande. Enfin, il faut faire sécher la bande à l'air libre .