

# Tabouret Réglable Commande au pied - VOG

Référence 04133



Prix du produit :

**524,27 € taxe inclu**

Description brève du produit :

## Description du produit :

Tabouret commande au pied et assise épaisse VOG **avec ou sans dossier**.

### Caractéristiques :

- Commande au pied et commande sous assise
- Réglable en hauteur de 550 à 750 mm par vérin à gaz
- Assise épaisse cousue de 70 mm,
- Capot de protection sous l'assise,- **Sur roulettes ou patins (à préciser)**- Poids du tabouret : 9 kg- Poids supporté : 120 kg- Mousse densité 28 kg/m<sup>3</sup>

- **Garantie** : 3 ans hors sellerie

### *Couleurs :*

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.

*Prix affiché avec éco-participation de 1,54€ pour le tabouret avec dossier et de 1,03 € pour le tabouret sans dossier.*