

Divan Licata pédiatrique Vog

Référence 04122



Prix du produit :

1 134,95 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit:

Divan Licata pédiatrique Vog avec ou sans jambière.

Caractéristiques :

- Bâti en tube carré époxy (gris) et entretoises
- Équipé de 4 patins noirs réglables
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm avec bourrelets latéraux
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Dessous de l'assise et du dossier en pvc blanc
- Porte rouleau
- Mousse de l'assise et du dossier densité 38 kg/m3

Avec ou Sans jambière.

Dimensions (sans jambière):

- Hors tout : L. 1500 x I. 670 x H. 800 mm

- Dossier : L. 640 x I. 670 mm - Assise : L. 860 x I. 670 mm

- Poids du divan : 35 kg

- Poids supporté : 200 kg



Dimensions (avec jambière):

- Hors tout : L. 2000 x I. 670 x H. 800 mm

Dossier: L. 640 x I. 670 mm
Assise: L. 860 x I. 670 mm
Jambière: L. 500 x I. 670 mm


Poids du divan : 40 kgPoids supporté : 200 kg

Couleurs:

56 couleurs disponibles.

Voir le nuancier des couleurs.

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.



Prix affiché avec éco-participation de 2,47 € pour le modèle sans jambière et de 2,94 € pour le modèle avec jambière.

*Option de montage : Livraison en RDC ou à l'étage, déballage, mise en place et reprise des emballages.