

Divan Licata pédiatrique Vog

Référence 04122



Prix du produit :

1 157,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Divan Licata pédiatrique Vog avec ou sans jambièrè.

Caractéristiques :

- Bâti en tube carré époxy (gris) et entretoises
- Équipé de 4 patins noirs réglables
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm avec bourrelets latéraux
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Dessous de l'assise et du dossier en pvc blanc
- Porte rouleau
- Mousse de l'assise et du dossier densité 38 kg/m3

Avec ou Sans jambièrè.

Dimensions (sans jambièrè) :

- Hors tout : L. 1500 × l. 670 × H. 800 mm
- Dossier : L. 640 × l. 670 mm
- Assise : L. 860 × l. 670 mm
- Poids du divan : 35 kg
- Poids supporté : 200 kg

Dimensions (avec jambière) :


- Hors tout : L. 2000 × l. 670 × H. 800 mm
- Dossier : L. 640 × l. 670 mm
- Assise : L. 860 × l. 670 mm
- Jambière : L. 500 x l. 670 mm
- Poids du divan : 40 kg
- Poids supporté : 200 kg

Couleurs :

56 couleurs disponibles.

[Voir le nuancier des couleurs.](#)

N'oubliez pas d'ajouter la couleur désirée dans la partie "message commande" de votre panier.



Prix affiché avec éco-participation de 2,47 € pour le modèle sans jambière et de 2,94 € pour le modèle avec jambière.

*Option de montage : Livraison en RDC ou à l'étage, déballage, mise en place et reprise des emballages.