


# Matbox® silicone

Référence 04163



**Prix du produit :**

**75,97 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Boite de stérilisation pour instruments chirurgicaux MATBOX®. Vendue à l'unité.

**Description du produit :**

## **Boîte pour la stérilisation de vos instruments médicaux.**

Tout en un ! La MATBOX® est une boîte de stérilisation pour instruments chirurgicaux et un tapis à picots, monobloc.

L'atout de cette boîte : Les picots intégrés haut et bas; une fois la MATBOX® fermée, ils assurent le maintien des outils médicaux.

Les languettes facilitent le transport et sécurisent la fermeture.

Pratique, la stérilisation des objets en est simplifiée, tout en restant un dispositif souple et compact.

La MATBOX®, dispositif Médical de classe 1, breveté, marqué CE, est disponible dans une large gamme de couleurs.

*Données techniques :*

Silicone catalyse platine

Dureté : 70 Sh A

Conforme à USP class VI & ISO 10993

(Bases colorantes 1% FDA)

Dimensions utiles : 195 x 195 x 20 mm

Dimensions hors-tout : 205 x 205 x 28 mm