

Gants de chirurgie latex stériles non poudrés Medi-Grip® PF

Référence 01645



Prix du produit :

53,92 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les gants en latex stériles non poudrés Medi-Grip® sont une barrière de protection efficace à faible profil allergique.

Boîte de 50 paires de gants d'examen conditionnés en pochettes stériles.

Description du produit :

Le [gant stérile](#) d'intervention Medi-Grip® PF possède toutes les caractéristiques d'un gant de chirurgie. En latex sans poudre il confère une protection sûre et stérile.

Pour les interventions en dehors du bloc opératoire qui nécessitent une protection stérile et sûre (où l'intervention d'un gant chirurgical n'est pas justifiée), le gant Medi-Grip® PF est totalement adapté car il répond aux mêmes exigences en matière de conception et de fabrication que les gants de chirurgie.

Avec une **forme anatomique étudiée**, une longueur minimale de 280 mm et une **formulation spécifique du latex**, les gants Medi-Grip® PF sont souples et confortables et réduisent la fatigue des mains. Leur surface interne a subi une chloration afin de faciliter le gantage et la manchette à bord droit et en fuseau assure un excellent ancrage sur la casaque. La surface externe est micro-texturée pour garantir une préhension ferme et précise des instruments, en milieu sec ou humide.

Les gants Medi-Grip® PF d'Ansell bien qu'en latex ont un niveau **modéré allergénicité** car ils ont une valeur moyenne en protéines entre 50 et 100 µg/g (méthode de Lowry modifiée - EN 455-3).

Caractéristiques techniques :

- Matériau : latex de caoutchouc naturel
- Couleur : crème
- Forme : anatomique
- Surface externe : micro-texturée
- Surface interne : Enduction de polyacrylate

Norme de fabrication et de sécurité NQA :

- Test d'étanchéité à l'eau
- Conforme à la norme européenne EN 455-1 : niveau d'inspection I NQA 1,5
- Approbation finale post-production : niveau d'inspection I NQA 1,5
- Contrôle en production avant conditionnement : niveau d'inspection II NQA 1,0
- Pyrogénicité : Absence de pyrogènes conformément à l'ISO 10993-11
- Sensibilisation cutanée : Aucune preuve d'hypersensibilité retardée de contact conformément à l'ISO 10993-10
- Pénétration virale : Conforme à l'ASTM F-1671 avec le bactériophage PhiX174
- Stérilisation : Rayons Gamma 25 kGy
- Marquage CE : Dispositif médical classe IIa
- Conformité du produit aux normes : EN 455 parties 1, 2, 3, 4
- Normes de fabrication : ISO 13485 et ISO 9001
- Organisme de certification : British Standards Institution (0086) : DM

Les gants Medi-Grip® PF existent en 6 **demi-tailles** pour être encore plus adaptés à la morphologie, pour une meilleure préhension.

Boîte de 100 paires en pochette stérile. CE.

Tailles disponibles :

Réf. 01645 - Taille 6

Réf. 01713 - Taille 6 1/2

Réf. 01714 - Taille 7

Réf. 01711 - Taille 7 1/2

Réf. 01715 - Taille 8

Réf. 00349 - Taille 8 1/2