

Thermomètre infrarouge sans contact Tempo Easy Spengler

Référence 05289



Prix du produit :

39,77 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le thermomètre 3 fonctions signé Spengler

Le couteau suisse de la température

Conçu avec 3 modes de mesure, TEMPO EASY est aussi adapté à la prise de température d'une surface, comme l'eau du bain de bébé par exemple, ou à la température ambiante. Une polyvalence qui fait de lui un instrument très performant pour les établissements hospitaliers ou pour le grand public. La fiabilité [SPENGLER](#) pour tous les jours.

Description du produit :

Thermomètre sans contact fiable et facile d'utilisation.

Le thermomètre infrarouge Spengler 3 en 1 sans contact !

TEMPO EASY c'est le thermomètre Spengler ultra-précis au quotidien. Son aspect sans contact lui permet d'être polyvalent et rapide en toute circonstance. Il permet de prendre la température corporelle instantanément, très proche de la tempe du patient. Il est très facile à utiliser et est compact. Avec sa mémoire de 32 mesures, il s'adapte aussi bien aux établissements de santé qu'au grand public.

- Technologie infrarouge : Permet de prendre la température sans contact, à distance.
- Facile à utiliser : Il prend la température de façon instantanée très facilement.
- Légèreté parfaite: Confortable grâce à son poids mini.
- 3 modes de mesure : 3 types de température (patient, surface, atmosphère).
- Fabricant français depuis 1907 : Spengler est l'inventeur du tensiomètre et du diagnostic médical moderne.

Une précision professionnelle :

Avec sa technologie infrarouge, TEMPO EASY propose une mesure précise instantanément. A seulement quelques centimètres du patient, son écran rétroéclairé offre 32 mémoires de capacité.

Divers modes de mesure :

Avec ses 3 modes de mesure, TEMPO EASY est adapté à la prise de température d'une surface, pour la température de l'eau du bain de bébé par exemple, ou à la température ambiante. Que ce soit pour les établissements médicaux ou pour le grand public, sa polyvalence en fait un allié dans toutes les situations.

Spécifications techniques:

Spécifications techniques:

- **Technologie de mesure** : Mesure par infrarouge
- **3 types de mesure** : Corporel, ambiant et surface
- **Ecran** : LCD rétro-éclairé, Indicateur de charge des piles, Indicateur de type de mesure, Indicateur de signal sonore
- **Mémoire** : 32 mesures précédentes
- **Indicateur** : 3 couleurs de rétro-éclairage
- **Plage de mesure** : 32.0°C ~ 43°C
- **Résolution** : 0,1°C
- **Précision** :

32.0°C ~ 34.9°C : ± 0.3°C

35.0°C ~ 42.0°C : ± 0.2°C

42.1°C ~ 43.0°C : ± 0.3°C

- **Autonomie** : 40 000 mesures
- **Fonctionnement** : De 10 °C à 40°C
- **Stockage** : De -20°C à 50°C
- **Dimensions** : 175 x 50 x 52 mm (LxlxH)
- **Poids** : 148 g (avec piles)

Caractéristiques :

- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode frontal : 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

Garantie Spengler 2 ans. CE.

Comment bien prendre la température ?

<https://www.ameli.fr/ardecche/assure/sante/bons-gestes/soins/prendre-temperature>