

# Stylets métalliques à usage unique

Référence 04218



**Prix du produit :**

**39,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Permet d'écarter les berges d'une plaie et à estimer la profondeur d'une plaie ou à effectuer le placement d'une mèche.

Vendu par boîte de 50.

Dispositif médical : Classe IIa

**Description du produit :**

## Stylets métalliques à usage unique

**Caractéristiques :**

- 50 blisters contenant chacun 1 stylet métal 14cm.
- Absence de latex.
- Absence de phtalates.
- Absence de colophane.
- Dimension blister : 200 x 40 mm
- Film PA/PE
- Papier 60 g/m<sup>2</sup>
- Conditionnement en boîte.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Durée de vie : 3 ans.

Boîte de 50