

Tensiomètre Vaquez Laubry Nano Spengler

Référence 00490



Prix du produit :

69,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Équipé d'un large cadran pour un lecture facile des mesures sous tous les angles. Son brassard est disponible en 3 tailles pour une polyvalence accrue. Ce tensiomètre d'une grande durée de vie vous suivra partout en longtemps !

Description du produit :

Un tensiomètre brassard polyvalent et résistant aux chocs.

Léger et robuste.

Grand cadran en ABS.

Léger et résistant aux chocs conformément à la norme ISO 81060-1.

Brassard en nylon Oxford indéformable avec support de manomètre en croûte de cuir.

Poire grand volume.

Livré en trousse nylon.

Disponible en 3 tailles au choix :

