

# Lampe stylo Spengler Litestick

Référence 04419



Prix du produit :

**14,89 € taxe inclu**

Description brève du produit :

## Pour un éclairage fiable et intense

Stylo lampe de poche à emmener partout avec soi. Toujours disponible pour le diagnostic de vos patients. Disponible en 4 coloris.

Description du produit :

## Lampe Stylo pour médecin

Stylo lampe de poche LED à emmener partout avec soi. Toujours disponible pour le diagnostic de vos patients, avec sa lumière blanche intense au style colorée. Disponible en 3 coloris.

- Légère et robuste : Conçue en aluminium pour être légère, confortable et robuste.
- Résistante : Avec sa résistante qui en fait un allié pour tous les jours.
- Lumineuse : Son ampoule LED est efficace, avec un faisceau précis, homogène et constant.
- Faible consommation en énergie : les piles incluses durent dans le temps.
- Fabricant français depuis 1907 : Spengler est l'inventeur du tensiomètre et du diagnostic médical moderne

## Spécifications techniques:

Type  
Lampe stylo de poche à LED

Manche  
Matière  
Aluminium résistant aux chocs

Dimension

141 mm

Diamètre

11,5 mm

Clip de fixation

Matière

Aluminium

Dimensions

45 mm

Bouton poussoir

Matière

PVC

Eclairage

Technologie

LED

Tension

2,8 volts

Intensité

20 mA

Puissance

80 mW

Luminance

20 000 lumens (+-10%)

Angle d'éclairage optimal

20 à 30 degrés

Conditions d'utilisation

Température d'utilisation

- 20°C à 80°C

Température de stockage

-30°C à 100°C

Alimentation

2 piles alcalines LR03 AAA

Dimensions et poids

Dimensions

143 x 42 x 15 (L x l x h)

Poids

42 g

Garantie Spengler : 2 ans

**Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser !**



**EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL**