

Fixations pour lampe loupe LID

Référence 01639



Prix du produit :

149,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pied à roulette pour lampe médical modèle VERA 2 LID. Téléscopique de 60 à 100 cm.

Description du produit :

Pied à roulette pour lampe médicale.

Fixations en option pour lampe loupe LID : - lampe loupe Vera 2 LID

Fabrication française et marquage CE.







Pied à roulettes télescopique lesté

Équerre murale

Pied à roulettes téléscopique lesté : En acier laqué époxy blanc Télescopique de 60 à 100 cm Poids : 5,5 kg

Équerre murale :

Aluminium laqué époxy blanc Résistance aux fortes charges