

# Gaines de stérilisation Rouleau de 200 m

Référence 02369



### Prix du produit :

10,49 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Gaines pour la stérilisation de vos instruments médicaux en autoclave permettant de conserver la stérilité des instruments à la sortie du stérilisateur.

#### **Description du produit:**

## Gaine de stérilisation pour matériel médical en autoclave

Les gaines de stérilisation sont destinés à emballer les <u>instruments médico-chirurgicaux</u> pour leur stérilisation en autoclave à vapeur d'eau ou à l'oxyde d'éthylène, afin de pouvoir conserver la stérilité de ces instruments à la sortie du stérilisateur.

Elles se présentent sous la forme de gaines en rouleaux de 200 m, de différentes largeurs, plates, à souder.

Les gaines servent à constituer des sachets à la taille désirée.

Une fois les instruments introduits, les sachets doivent être fermés par soudure à chaud grâce à l'utilisation d'une thermo-soudeuse.

Elles sont constituées d'une face papier de qualité médicale (60g/m² au minimum) et d'une face plastique en polyester/polypropylène (60g/m² au minimum) qui comportent 2 indicateurs de passage à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène, changeant de couleur après la stérilisation.

Témoin de stérilisation intégré



Les sachets sont conformes aux normes EN\_11607 - 1\_et 2, EN868-3, EN868-5

h	nf	or	m	ati	or	ıs	et	dim	er	ısi	on	S	•
-		•		~ • •	•	•	••	•	•		• • •	•	-

• Film plastique :

• Papier médical :



## Stérilisation et conditions de changement de couleur :

## À quoi servent les gaines de stérilisation ?

Les sacs et gaines de stérilisation sont utilisés pour emballer les instruments qui doivent être désinfectés dans un autoclave à vapeur ou à oxyde d'éthylène.

Nous proposons des gaines de stérilisation conformes aux normes en vigueur

Composées d'une face papier perméable à la vapeur et à l'air et d'une face transparente en polypropylène. Comme les sacs de stérilisation, elles offrent une grande résistance et une thermosoudure parfaite. Les instruments restent ainsi stériles pendant plusieurs mois. Stockez-les dans un endroit propre et sec, à l'abri des sources de chaleur.

#### Produits complémentaires:

- Stérilisateur à air sec Poupinel
- Stérilisateur Poupinel 6 litres Tau portatile
- Stérilisateur Poupinel 1,5 L Tau Steril Mini Automatic