

# SURFA'SAFE PREMIUM R MOUSSE DÉSINFECTANTE SURFACES ANIOS - flacon de 750 ml

Référence 04358



Prix du produit :

**7,29 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Surfa'Safe Premium R ANIOS** est une **mousse désinfectante** prête à l'emploi pour l'entretien des surfaces médicales et des dispositifs non immergeables. Son format **750 ml**, sa formule **sans alcool** et son application moussante contribuent à un nettoyage, une désinfection et une désodorisation en un seul geste.

CE • DM Classe II • Sans alcool • Flacon de 750 ml

Description du produit :

Surfa'Safe Premium R, mousse désinfectante pour entretien des surfaces

Cette mousse désinfectante pour surfaces médicales est conçue pour l'hygiène des zones de soin et des dispositifs médicaux non immergeables. **Surfa'Safe Premium R ANIOS** se présente en **750 ml**, avec une solution **sans alcool** déjà prête à l'emploi.

Son pulvérisateur moussant dépose le produit de façon homogène et favorise l'accroche sur les surfaces, y compris verticales. Ce format aide aussi à limiter la diffusion d'aérosols pendant l'application au quotidien.

Elle s'utilise sur les surfaces médicales, les revêtements de tables d'examen et les équipements non immergeables. Idéal pour cabinets médicaux, centres de soins, EHPAD, cliniques, cabinets dentaires et infirmiers libéraux.

## Points forts

- **Application en mousse** : la texture reste bien en place sur le support et facilite le traitement des plans, selleries et parois verticales.
- **Prête à l'emploi** : aucune dilution n'est nécessaire, ce qui simplifie les protocoles d'entretien et fait gagner du temps.
- **Sans alcool** : la formule convient à de nombreux matériaux et peut être utilisée sur certains polymères comme le polycarbonate.
- **Triple fonction** : nettoyage, désinfection et désodorisation sont réunis dans un seul produit pour rationaliser les opérations courantes.
- **Spectre large** : activité bactéricide, levuricide, fongicide et virucide selon les normes communiquées par le fabricant.
- **Destination professionnelle** : adaptée aux environnements médicaux et paramédicaux pour les surfaces et dispositifs médicaux non immergeables.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : ANIOS

**Fabricant** : Laboratoires ANIOS

**Type de produit** : Mousse détergente désinfectante pour surfaces médicales

**Contenance** : 750 ml

**Format** : Pulvérisateur moussant

**Utilisation** : Prête à l'emploi

**Destination** : Surfaces médicales et dispositifs médicaux non immergeables

**Fonctions** : Nettoyage, désinfection, désodorisation

**Composition** : Association d'ammonium quaternaire et de tensio-actif non ionique

**Parfum** : Parfumé

**Alcool** : Sans alcool

**Matériau du flacon** : PEHD recyclable

**Temps de contact** : Efficacité antimicrobienne démontrée dès 3 minutes selon fabricant

**Classe DM/EPI** : DM Classe II

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Classe** : DM Classe II

**Norme** : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561, EN 1275, EN 13624, EN 14652, EN 14476

**Marquage** : CE

**Fabricant** : Laboratoires ANIOS

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'hygiène des équipements et des postes de soin, les lingettes désinfectantes sont pratiques sur les petites surfaces. Lors des manipulations de nettoyage, les gants latex et les gants nitriles apportent une protection adaptée au geste professionnel.