

# Plateau en aluminium couleur

Référence 04231



**Prix du produit :**

**9,25 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Plateau médical en aluminium. Dimensions 20x10 cm. Disponibles en 5 couleurs.

**Description du produit :**

## **Plateaux en aluminium colorés.**

Plateau Aluminium, 20 x 10 x 2 cm, coloré

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination

Existe en 5 couleurs : doré, bleu, azur, vert et rouge.