

# Coheban™ 3M™ Bande de contention cohésive élastique couleur chair

Référence 00603



Prix du produit :

**3,89 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Bande de contention cohésive élastique 3M™ Coheban™ pouvant être utilisée pour le bandage des entorses, tendinites, varices, phlébologie et pour le maintien des pansements. Auto adhésive, repositionnable et hydrophobe. Disponibles en 3 tailles.

Description du produit :

**La bande élastique cohésive 3M™ Coheban™ est une bande de contention en traumatologie bénigne qui permet le maintien des pansements ou des dispositifs médicaux.**

La **bande élastique cohésive 3M™ Coheban™** est une bande conçue pour la [contention en traumatologie bénigne](#) (articulaire, tendineuse et musculaire), en phlébologie, en médecine du sport, et pour le maintien de pansements ou de dispositifs médicaux.

Son élasticité modulable et constante dans le temps permet une **compression régulière**. Le bandage ne se détend pas. Le bandage a une bonne tenue grâce à sa **haute cohésivité**.

La bande adhère exclusivement sur elle-même. De ce fait, elle ne colle pas à la peau et la respecte même si celle-ci est lésée.

**Confortable** pour le patient grâce à sa structure aérée qui favorise les échanges cutanés, la bande est à la fois hydrophobe et conserve ses qualités au contact de l'eau. La personne peut donc garder son bandage lors des bains et douches.

*Caractéristiques :*

- Adhère sur elle-même
- Repositionnable
- Hydrophobe
- Contient du latex
- Coloris : chair

*Composition :*

- Fibres de polyester non tissées dont le liant est un polymère acrylique
- Fibres élastiques longitudinales en spandex
- Substance cohésive : à base de caoutchouc naturel et de composants spécifiques hypoallergéniques

*Disponible en 3 tailles :*

- 5 cm x 4,5 m longueur étirée (2 m non étirée)
- 7 cm x 6,3 m longueur étirée (3 m non étirée)
- 10 cm x 7,35 m longueur étirée (3,5 m non étirée)

À l'unité dans une boîte en carton.

*Dispositif(s) Médical(aux) de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur l'emballage (ou notice) avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.*