

Oxymètre de pouls Nonin® Onyx® VANTAGE

Référence 04459



Prix du produit :

179,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le seul oxymètre de pouls digital dont la précision a été scientifiquement prouvée en présence d'artefacts de mouvement et d'une faible irrigation et qui a été testé sur les doigts, les pouces ou les orteils. Cet oxymètre est garanti 4 ans.

Description du produit :

Oxymètre Technologie PureSAT®

Pour relever vite et précisément la SpO2 et la fréquence du pouls, même sur les patients où les artefacts de mouvement et une basse perfusion posent problème.

Performance scientifiquement avérée dans la tranche la plus large de populations patients et de cadres d'utilisation.

Protégé contre les chocs et les déversements d'eau.

Permet des milliers d'utilisations dans les environnements les plus difficiles.

Jusqu'à 6 000 contrôles ponctuels ou 36 heures d'utilisation continue sur deux piles AAA.

Fabriqué sans plomb et sans latex.

Garantie 4 ans. CE.

Une précision sur laquelle vous pouvez baser vos décisions.

Quand il vous faut prendre des décisions rapides, vous n'avez pas le temps de douter de la précision de votre oxymètre de pouls digital. Vous pouvez faire confiance à l'oxymètre de pouls digital Onyx® Vantage de Nonin Medical, utilisant la technologie PureSAT®, pour relever vite et précisément la SpO2 et la fréquence du pouls – même sur les patients chez qui les artefacts de mouvement et une basse perfusion posent problème.

En fait, l'Onyx est la seule marque d'oxymètre de pouls digital dont les revendications de précision et de performance sont étayées par des études cliniques publiées revues par des pairs. La précision est cruciale et l'Onyx Vantage fournit des données précises permettant de prendre des décisions et d'agir.

Pourquoi choisir cet oxymètre ?

L'Onyx Vantage est un instrument précieux dans toute situation où un relevé rapide et précis de la saturation en oxygène du sang et de la fréquence du pouls est nécessaire. L'oxymètre de pouls digital Onyx Vantage est réservé aux professionnels de la santé et comporte les caractéristiques suivantes :

Affichage bien visible et lumineux, tourné vers le clinicien

Les relevés de SpO2 et de fréquence du pouls sont lisibles depuis n'importe quel angle et ce, quel que soit l'éclairage ambiant, de jour comme de nuit.

Voyant tricolore de la qualité du pouls

Ce voyant vert, jaune ou rouge permet une évaluation rapide de la qualité du pouls du patient.

Précision dans le plus large éventail de patients et de conditions

Nonin est le seul fabricant à utiliser la technologie SpO2 PureSAT® – le filtrage intelligent, pulsation par pulsation, assure la précision dans les situations connues pour favoriser les relevés imprécis, notamment la présence de mouvement, les patients à peau claire à foncée, une bonne à basse perfusion et bien plus encore.

Un oxymètre pour patients enfants et adultes

S'ajuste automatiquement à chaque patient, de l'enfant à l'adulte, vite et précisément, et est compatible avec un large éventail d'épaisseurs de doigt : 8 mm à 25,4 mm. Il a été testé et autorisé pour une utilisation sur n'importe quel doigt, le pouce et les orteils !

Durabilité avérée

L'Onyx Vantage est assez solide pour résister à 50 chutes minimum, assez robuste pour être utilisé dans les situations les plus difficiles et il présente une étanchéité supérieure à l'indice IP32.

Activation et désactivation automatiques

Pas de bouton marche/arrêt ! Introduisez tout simplement le doigt pour des contrôles ponctuels rapides et faciles. Le mécanisme automatique de marche/arrêt permet à deux piles AAA de fournir 6 000 contrôles ponctuels avant remplacement !

Portable

Emportez l'Onyx Vantage n'importe où – il est léger et pèse moins de 57 g.

Autres informations :

Proposé en quatre couleurs – Noir, rouge, bleu et violet.

Avec lanière, instructions sur CD et deux piles AAA.

Housse et lanière rétractable en option.

Vidéo de présentation de l'oxymètre ONYX VANTAGE 9590 (en anglais)

Comment utiliser un oxymètre ?

Lien vidéo tuto [ici](#) !