

Pied à sérum pliable avec 2 crochets


Référence 04436

Prix du produit :

65,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pied à perfusion pliable pour faciliter le transport des poches à serum et perfusions. Facilement transportable grâce à ces pieds repliables. Poids maximum de 1kg par crochet.



Description du produit :

Pied à sérum à 2 crochets inox pliable sur pieds à 3 branches non mobiles pour porter les paniers porte-sérum ou poches.

Mode d'emploi : déplier les 3 pieds en les relevant puis insérer le premier tube sur le pied ainsi que les autres tubes dans les précédents. Pour démonter, procéder en sens inverse.

Housse de transport en coton en option.

3 tubes en aluminium Ø 20 mm.

Pied pliable chromé.

Plié : 56 cm, déplié : 176 cm.

Poids : 1,56 kg.

Poids maximum de 1 kg par crochet.