

# Otoscope Heine Mini 3000® F.O. à LED

Référence 04515



Prix du produit :

**199,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Otoscope Heine.** Concentré de technologie dans un format poche. Ampoule LED à longue durée de vie. Faible consommation.

Garantie 5 ans. CE

**Vendu à l'unité**

Description du produit :

**L'otoscope moderne en format Mini !**

L'[otoscope](#) Heine Mini 3000 à LED est un [instrument de diagnostic](#) moderne de qualité au format "poche". C'est un concentré des performances des instruments Heine de taille normale avec la maniabilité d'un instrument mini.

**L'otoscope Heine Mini 3000 : la qualité de l'éclairage FO LED**

L'**éclairage à Fibre Optique à LED** apporte deux fois plus de lumière qu'un otoscope XHL Xénon Halogène conventionnel. Cette lumière haute performance procure un **éclairage lumineux** et absolument homogène avec un **excellent rendu des couleurs**, aussi pour les tons rouges (indice de rendu des couleurs > 95, pour le rendu des couleurs rouge > 90). La température de couleur est de 4000K. La qualité Heine : LED HQ.

Cet otoscope ne demande pas d'entretien car il n'est pas nécessaire de changer les ampoules. Les LED ont une durée de vie de 50 000 heures !

Les LED sont économique en énergie, elles permettent une autonomie jusqu'à 10 heures de l'otoscope. L'instrument s'allume à une intensité lumineuse maximale, jusqu'à ce que la batterie diminue, la performance lumineuse s'adapte donc au niveau de charge de l'otoscope. Le

praticien se rend compte du niveau de batterie faible et évite ainsi l'interruption de l'examen.

*L'otoscope Heine Mini 3000® FO LED est disponible avec deux options au choix :*

- otoscope sur poignée à piles (piles incluses) avec 1 jeu de **4 spéculums réutilisables** et **5 spéculums à usage unique AllSpec** dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm)
- otoscope sur poignée à piles (piles incluses) avec **5 spéculums à usage unique AllSpec** (2,5 mm et 4 mm)

## Point Essentiels du Pack Otoscope Heine Mini 3000 FO LED

- Eclairage LED à fibre optique (FO)
- Luminosité doublée par rapport aux modèles à Xénon halogène
- Rendu des couleurs fidèle.
- Fenêtre d'observation pivotante avec grossissement 3x
- Raccord pneumatique intégré pour tester la mobilité du tympan
- poignée à pile AA LR6
- Éclairage uniforme et sans ombres
- spéculums UU en plastique Recyclée
- s'éteint automatiquement dès qu'il est fixé à la blouse
- Autonomie de 10h
- Température des couleurs 4000K
- 4 spéculums réutilisables et 5 spéculums à usage unique de ? 4mm inclus
- Livrable avec ou sans trousse rigide pour un transport pratique
- Design compact et compact ergonomique

## Contenue du PACK

- 1 otoscope Heine Mini 3000 FO LED
- 4 spéculums réutilisables Heine
- 5spéculums à usage unique AllSpec ? 4 mm inclus
- 1 poignée à piles AA LR6 (incluses)
- Livré complet sans trousse.

**Garantie 5 ans. CE.**

**Vidéo de présentation de l'otoscope Heine Mini 3000 :**