

Ophtalmoscope Mini 3000® LED HQ - Heine

Référence 04525



Prix du produit :

248,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cet ophtalmoscope est parfait si vous recherchez un instrument de poche avec un **éclairage performant et durable** ! Équipé de la technologie à LED, il produit une lumière blanche concentrée. Demande très peu d'entretien. Garantie 5 ans !

Description du produit :

Comment fonctionnent les ophtalmoscopes ?

L'ophtalmologue tamise les lumières de la pièce et demande au patient de se concentrer sur un point fixe sur le mur du fond. L'ophtalmologue utilise un ophtalmoscope direct ou indirect pour examiner les structures de l'œil. Des gouttes spéciales peuvent être utilisées pour "ouvrir" l'œil. (dilater la pupille) pour faciliter l'examen par le médecin.

L'ophtalmologue recherche les signes d'une rétine saine, mais aussi les signes de nombreuses maladies oculaires possibles, comme la cataracte et la dégénérescence maculaire.

L'ophtalmoscope Heine Mini 3000® LED est un [instrument de diagnostic](#) de poche avec technologie à LED qui fournit une grande qualité d'éclairage avec une durée de vie illimitée.

L'ophtalmoscope Heine Mini 3000® à LED a un rendu de couleurs et une luminosité semblables à celle de l'[ophtalmoscope Heine Mini 3000® XHL](#) : une lumière claire et homogène et des couleurs naturelles (indice de rendu des couleurs > 95, pour les couleurs rouges > 90).

Mais ce qui fait sa particularité c'est qu'il ne demande **pas d'entretien** : la durée de vie de l'ampoule à LED est de 20 000 cycles marche / arrêt garantis ! L'ampoule n'a pas à être changée.

Cet **instrument mini, maniable à une main** s'allume à son intensité lumineuse maximale. La luminosité diminue suivant l'état de charge de la batterie. Cette fonction permet de savoir à quel moment l'ophtalmoscope doit être rechargé.

L'**ophtalmoscope Heine Mini 3000® LED** est équipé de 5 diaphragmes différents (toutes les fonctions de base disponibles) dont l'étoile de fixation et un filtre gris pour la réduction de l'intensité lumineuse pour les patients sensibles à la lumière.

Excellente optique sans reflet et très bon rendu des couleurs dans de petites dimensions (format mini), idéal pour être transporté (utilisation mobile et visites médicales à domicile). L'ophtalmoscope s'éteint automatiquement quand on le remet en poche.

Caractéristiques :

- Clip de fixation avec interrupteur On / Off intégré
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie
- Instrument de poche sans entretien
- Rendu des couleurs optimal
- Température de couleur 4.000 K
- 5 diaphragmes différents
- Disque de 18 lentilles allant de -20 D à + 20 D

L'ophtalmoscope est fourni avec **une poignée à piles Heine Mini 3000® (avec piles)**.

Garantie 5 ans. CE.