

# Dermatoscope Heine Mini 3000 LED

Référence 04528



Prix du produit :

**400,78 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Dermatoscope à LED pour 2 fois plus de lumière qu'une ampoule classique. Ce dermatoscope est compact et peut facilement se ranger dans la poche de votre blouse. Les dermatoscopes HEINE bénéficient d'une très bonne réputation auprès du corps médical.

Description du produit :

## Dermatoscope HEINE MINI 3000 LED

[Dermatoscope de poche maniable](#) : petit mais très performant.

- **Apporte deux fois plus de lumière** qu'un dermatoscope XHL (xénon halogène) classique, avec éclairage LED<sup>HQ</sup> sans entretien, pas besoin de changer la source lumineuse.
- **Grossissement de 10 fois** avec mise au point de l'optique.
- **Tête d'instrument en métal.**
- Système optique achromatique de haute qualité neutre en matière de couleurs pour des **images nettes et sans distorsions.**
- **Embout de contact spécial de petite taille** pour l'examen de lésions difficilement accessibles, par exemple entre les doigts ou les orteils.
- **Autonomie : 10 heures**

Caractéristiques techniques identiques au [dermatoscope Heine Mini 3000](#) mais apporte deux fois plus de lumière qu'un dermatoscope à éclairage XHL Xénon Halogène conventionnel.

- Ne demande pas d'entretien
- Pas besoin de changer les ampoules

- Luminosité constante tout au long de la durée de vie.
- Excellent rendu des couleurs, température de couleur 4000k, indice de rendu des couleurs > 95.
- Fourni avec avec poignée à piles, embout de contact sans graduation, huile de dermatoscopie (10 ml) et piles (type AA).

ED de qualité HEINE : soit en abrégé **LED<sup>HQ</sup>** (de l'allemand : LED in HEINE Qualität).

**Garantie 5 ans. CE.**

**Vidéo de présentation du dermatoscope Heine Mini 3000 à LED**

