

Électrodes à pression prégelifiée adulte

Référence 04423



Prix du produit :

4,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Electrode autocollante ovale à pression. Elle dispose d'un gel solide et est sans latex.

Description du produit :

- Électrodes pression à gel hydrogel conducteur solide
- Support mousse polyéthylène
- Forme ovale
- 51x 33 mm
- Sans latex

Durée optimale d'utilisation 48 h. Durée maximale d'utilisation préconisée 72 h.

Sachet de 60 electrodes.

CE.