

ADAPTATEUR VACUTAINER STÉRILE PRÉLÈVEMENT SANGUIN BD - boîte de 100

Référence 02982



Prix du produit :

16,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**adaptateur Vacutainer stérile BD** est destiné au prélèvement sanguin en système fermé avec un **usage unique**. **Stérile** et proposé en **boîte de 100**, il contribue à des manipulations rapides et régulières en cabinet, laboratoire ou service de soins.

Stérile • EN ISO 11137 • Usage unique • Boîte de 100

Description du produit :

[Adaptateur Vacutainer BD, stérile pour prélèvements sanguins](#)

Cet adaptateur Vacutainer est conçu pour le prélèvement sanguin en système fermé. L'**adaptateur Vacutainer stérile BD, à usage unique**, permet une manipulation simple et un enchaînement fluide des tubes. Il est **stérile** et présenté en **boîte de 100**.

Son format convient aux usages répétés lors des séries de prélèvements en laboratoire, en cabinet médical ou dans les services hospitaliers. Sa conception vise à limiter les gestes superflus et à garder une prise en main directe.

La stérilisation est réalisée par irradiation aux rayons gamma, selon la norme mentionnée. Idéal pour les laboratoires d'analyses, cabinets médicaux, services hospitaliers, centres de prélèvement et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Stérilité** : stérilisation par rayons gamma adaptée aux actes de prélèvement sanguin.
- **Usage unique** : conçu pour une seule utilisation afin de simplifier l'organisation du poste de soin.
- **Système fermé** : compatible avec l'environnement Vacutainer pour accompagner un prélèvement maîtrisé.
- **Conception multi-matériaux** : association de polypropylène, polystyrène, acier inoxydable, polyéthylène et élastomère de synthèse.
- **Conditionnement de 100 pièces** : format adapté aux besoins réguliers des structures de soins et des laboratoires.
- **Manipulation pratique** : prise en main intuitive pour faciliter les actes répétés au quotidien.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Adaptateur Vacutainer pour prélèvement sanguin

Marque : BD SERINGUES & AIGUILLES

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Irradiation aux rayons Gamma

Norme : EN ISO 11137

Conditionnement : Boîte de 100 pièces

Matériau : Capuchon protecteur en polypropylène

Composition : Cône Luer mâle en polystyrène, aiguille perce-bouchon en acier inoxydable, capuchon d'aiguille perce-bouchon en polyéthylène, manchon en élastomère de synthèse

Fabricant : BD

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : EN ISO 11137

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le geste, les aiguilles s'intègrent aux protocoles de prélèvement veineux. Les collecteurs d'aiguilles permettent l'élimination des déchets perforants après usage, tandis que l'alcool médical participe à la préparation de la zone avant le soin.