

# Adaptateur Luer - BD Vacutainer®

Référence 02982



## Prix du produit :

15,69 € taxe inclu

### Description brève du produit :

À cône Luer mâle, afin d'effectuer des prélèvements multiple de sang veineux. Dispositif médical stérile à usage unique.

### **Description du produit:**

Adaptateur luer, raccord mâle conforme à la Norme internationale EN ISO 11137.

#### Matériaux:

• Capuchon protecteur : Polypropylène

• Cône Luer mâle : Polystyrène

• Aiguille perce-bouchon : Acier inoxydable

• Capuchon aiguille Perce-bouchon : Polyéthylène

• Manchon : Elastomère de synthèse

Mode de stérilisation du dispositif :

Irradiation (rayons Gamma) conforme à la norme internationale EN ISO 11137.

Boîte de 100 adaptateurs

CE.