

Leukomed® BSN pansement stérile non tissé

Référence 04644



Prix du produit :

13,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Support multi extensible

Particulièrement recommandé pour les peaux fragiles ou sensibles

Description du produit :

Pansements adhésifs stériles non tissés avec compresse absorbante, non adhérente.

Adhésif sur les quatre cotés pour une meilleure tenue et une protection optimale de la plaie, coins arrondis pour limiter le décollement, radio-transparent.

Support polyester non tissé stérile multi-extensible blanc (Hypafix).

Doux et très confortable.

Boîte de 50 sous emballages individuels. CE.