

Leukomed® T BSN pansement stérile

Référence 04647



Prix du produit :

23,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Support transparent imperméable.

Maintien de drains et cathéters

Description du produit :

Film adhésif Leukomed® T transparent stérile semi-perméable (hypafix transparent), imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus.

Coins arrondis pour limiter le décollement, radio-transparent, retrait atraumatique, **permet la douche et le bain.**

Indications : Protection imperméable de plaies aiguës sèches (sutures), maintien de drains et cathéters.

Boîte de 50 sous emballages individuels.