

Leukomed® T plus BSN Pansement stérile

Référence 04650



Prix du produit :

23,96 € taxe inclu

Description brève du produit :

Support transparent + compresse

Recouvrement imperméable des plaies aiguës post-opératoires peu à moyennement exsudatives

Description du produit :

Pansement adhésif Leukomed® T plus transparent stérile avec compresse centrale absorbante, non adhérente, coins arrondis pour limiter le décollement.

Retrait atraumatique, radio transparent. Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour limiter le risque de macération.

Permet la douche et le bain.

Boîte de 50 sous emballages individuels.