

Drap d'examen ouaté standard 50x38 cm - 36 g/m² - Colis de 12 rouleaux

Référence 04597



Prix du produit :

56,09 € taxe inclu

Description brève du produit :

[Drap d'examen médical](#) économique pour les professionnels de la santé. Format rouleaux de feuilles prédécoupées. Fabriqué en France.

Vendu par colis de 12 rouleaux

Description du produit :

Drap d'examen économique !

Ce drap d'examen en pure ouate de cellulose, généralement utilisé par les médecins généralistes et les professionnels de santé, assure la [protection](#) de votre table d'examen tout en procurant le confort et l'hygiène nécessaires à l'auscultation.

Dans la catégorie des draps d'examen en pure ouate de cellulose, on distingue deux qualités de matière : le 2 plis x 18 g/m² et le [2 plis x 20 g/m²](#).

Ce modèle de **drap d'examen** en 2 x 18 g/m² en rouleaux correspond à la qualité standard du marché : résistant et absorbant. Le drap à usage unique reste robuste même humide grâce à son traitement WS ("Wet Strenght").

Les 2 plis sont associés par moletage droit, c'est-à-dire que des stries parallèles sont appliquées sur les surfaces pour assembler les couches par déformation.

Caractéristiques techniques :

Composition : 100 % pure ouate de cellulose

Grammage : **2 plis x 18 g/m²** soit 36 g/m²

Présentation : en rouleaux

Dimensions des feuilles : 50 cm x 38 cm

Nombre de feuilles : 150 formats

Conditionnement : cartons de 12 rouleaux emballés individuellement

Produit entièrement conçu en France, fabrication française garantie !

Nos autres modèles de protection.

Découvrez de nombreux autres modèles de [draps d'examen](#) pour vos [divans et tables d'examen](#).