

TENSIOMÈTRE HEINE GAMMA GP VALVE PRESSE-BOUTON HEINE - avec brassard adulte

Référence 04702



Prix du produit :

111,18 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre HEINE Gamma GP** de **HEINE** combine une lecture claire sur cadran de **56 mm** et une décompression maîtrisée par valve presse-bouton. Avec son brassard adulte **29 à 41 cm**, sa conception antichoc, sans latex et réutilisable, il s'intègre aux usages professionnels courants.

Garantie 5 ans • EN ISO 81060-1 • Sans latex • Brassard adulte 29 à 41 cm

Description du produit :

Tensiomètre HEINE Gamma GP, lecture précise en usage courant

Ce tensiomètre manuel est destiné à la mesure non invasive de la tension artérielle dans les pratiques de soins quotidiennes. Le **tensiomètre HEINE Gamma GP** de **HEINE** réunit une valve presse-bouton, un cadran de **56 mm** et un brassard adulte **29 à 41 cm** pour une utilisation auscultatoire précise.

Son boîtier en polyamide antichoc supporte les manipulations répétées et les déplacements fréquents. La décompression progressive facilite le contrôle du geste, tandis que la pochette zippée ou trousse de transport simplifie l'emport du matériel.

Non stérile, sans latex et réutilisable, ce modèle répond aux besoins des environnements de soins. Idéal pour les cabinets médicaux, hôpitaux, cliniques, EHPAD, infirmiers libéraux et

services de soins.

Points forts

- **Valve presse-bouton** : permet d'ajuster avec finesse la vitesse de décompression pour une prise de mesure régulière, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers.
- **Cadran 56 mm** : offre une lecture plus confortable des valeurs pendant la mesure auscultatoire et améliore la visibilité en situation de travail soutenue.
- **Boîtier antichoc en polyamide** : aide à préserver le manomètre lors des transports et des usages répétés d'un poste de soins à l'autre.
- **Grande poire de gonflage** : favorise une mise en pression rapide du brassard grâce à un volume augmenté.
- **Brassard adulte monotube** : lavable, muni d'une fermeture velcro et adapté aux tours de bras de 29 à 41 cm.
- **Sans latex** : convient aux structures attentives aux matériaux en contact avec le patient et au confort d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Marque : HEINE

Fabricant : HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Type de produit : tensiomètre manuel manopoire

Fonctionnement : manuel, auscultatoire, non automatisé

Utilisation : réutilisable

Stérilisation : Non, produit non stérile

Dimensions : cadran 56 mm

Échelle de mesure : 0 à 300 mmHg

Précision : ± 3 mmHg

Graduation : 2 mmHg

Matériau : boîtier en polyamide avec revêtement antidérapant, brassard nylon

Couleur : brassard gris anthracite, poire grise, coque blanche

Brassard : adulte 29 à 41 cm, monotube, fermeture velcro, lavable

Poids Net : 400 g

Température d'utilisation : +10 °C à +40 °C

Conditions d'humidité d'utilisation : 15 à 85 % HR sans condensation

Température de stockage : -5 °C à +45 °C

Conditions d'humidité de stockage : 45 à 80 % HR sans condensation

Conditionnement/emballage : livré avec brassard adulte, pochette zippée ou trousse de transport et notice

Composition : manomètre, poire de gonflage, valve presse-bouton, brassard adulte

Usage professionnel : oui

EAN : 4053755136391

Garantie : 5 ans

Normes & sécurité

Norme : EN ISO 81060-1

Norme : ANSI/AAMI/ISO 81060-1

Marquage : CE

Fabricant : HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont inclus : le tensiomètre HEINE Gamma GP, un brassard adulte 29 à 41 cm, une pochette zippée ou trousse de transport, ainsi que la notice d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la prise de tension, les accessoires pour stéthoscopes aident à maintenir une écoute auscultatoire de qualité. Les accessoires pour tensiomètres sont utiles pour renouveler les éléments sollicités. En déplacement, l'univers visite à domicile accompagne l'organisation du matériel.

LL/26