

Bande de gaze extensible - Lot de 5

Référence 00792



Prix du produit :

1,01 € taxe inclu

Description brève du produit :

La bande de gaze extensible sert au maintien et à la protection des [pansements](#) réalisés avec des compresses. Mais elle est aussi indiquée pour la protection articulaire et des masses musculaires.

Vendu par lot de 5

Description du produit :

Bande de gaze extensible

La **bande extensible** est fabriquée avec des fibres synthétiques à forte élasticité. En 100 % polyester elle propose une bonne tenue (absence de latex et de phtalates).

Lors des [soins médicaux](#), la bande de gaze extensible est un **dispositif de maintien et de protection des pansements**. Mais elle est également indiquée pour la protection articulaire et

des masses musculaires.

Comme son nom l'indique, la bande est extensible, elle peut donc s'étirer et s'allonger selon la pression demandée. La compression du bandage est plus ou moins serrée suivant les besoins du pansement.

Conditionnement unitaire en emballage individuel sous cellophane.

La bande peut être stérilisée (nue, sortie de son emballage) à l'oxyde d'éthylène, à la vapeur ou par rayonnement.

Caractéristiques physicochimiques :

- Largeur sur bande non étirée avec tolérance : $\pm 0,5$ cm
- Longueur étirée : 4 m $\pm 10\%$ à l'étirage

Longueur de la bande : 4 m.

Disponible en 3 largeurs : 5 cm, 7 cm ou 10 cm.

Dispositif médical non stérile de Classe I selon l'annexe IX de la Directive 93/42/CE. Conforme à la norme EN 980.

Vendu par lot de 5