

# Brosse chirurgicale stérile avec cure-ongle à usage unique

Référence 01374



**Prix du produit :**

**1,01 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Brosse chirurgicale stérile à usage unique avec cure ongles jetable.

**Vendue à l'unité.**

**Description du produit :**

## **Brosses stériles à usage unique avec cure ongles**

Cette brosse offre une solution complète pour une bonne [hygiène des mains](#) et de la peau du personnel soignant et des patients.

La principale cause d'infections en milieu hospitalier est le résultat d'une hygiène insuffisante des mains et de la peau. Cette brosse chirurgicale stérile permet au personnel soignant de maintenir une bonne hygiène avant toute intervention. Cette brosse et son accessoire (cure ongles) jetables sont une aide précieuse pour toute personne devant maintenir une hygiène optimale avant une opération, une intervention ou tout autre soin afin de limiter les risques de contamination croisée.

**Caractéristiques :**

- - Brosse stérile à usage unique
- - Cure ongles jetable inclus
- - Sans présence de phthalates
- - Sans présence de latex

- - Dimension de la brosse : 8 x 5 x 4 cm (L x l x H)
- - Délai idéal d'imprégnation (brosses pré-imprégnées) : 3 à 5 minutes
- - Dispositif prêt à l'emploi pour limiter les risques infectieux

Emballage individuel.

### Comment optimiser le nettoyage de ses mains en 6 étapes :



**1** Prendre la brosse chirurgicale et la retirer de son emballage.



**2** Mouiller vos mains et vos avant-bras sous le robinet, utilisez la brosse pour frotter vos mains et vos avant-bras



**3** Nettoyer vos ongles avec le cure ongle fourni



**4** Utilisez les picots de la brosse pour nettoyer vos ongles et vos poignets



**5** Rincez méticuleusement vos mains et avant-bras puis séchez les

**6** Recommandation supplémentaire, après avoir suivi cette procédure appliquer une solution désinfectante pour les mains