

Écrase comprimés et pilules Silent Knight® 3

Référence 06703

Prix du produit :

89,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Écrase comprimé silencieux et puissant. Facile d'utilisation ce broyeur de médicament est mécanique, aucune batterie n'est nécessaire pour le faire fonctionner. Le médicament est broyé puis récupérer dans des sachets : aucune perte ! Garantie 3 ans.

Description du produit :

Les médicaments sont de plus en plus durs et résistants ce qui oblige à exercer une pression important pour les écraser.

L'écrase comprimés Silent Knight® 3 est un broyeur de médicaments mécanique puissant et silencieux.

Très facile d'utilisation, il réduit les comprimés (non enrobés) en une fine poudre, rapidement et sans effort. Le médicament est placé dans un [sachet en polyéthylène Pill Crusher Pouch™](#) . Cette pochette en plastique solide dispose d'une base et d'une ouverture courbées pour garantir la récupération intégrale des médicaments. Grâce à ce sachet à usage unique, le Silent Knight® ne rentre pas en contact avec le médicament et donc, tout risque de contamination croisée et d'erreur de dosage sont éliminés. Le broyeur de comprimés n'a pas besoin d'être nettoyé ou stérilisé.

Facile d'utilisation : la posologie de médicaments placée dans un sachet polyéthylène, seule une légère pression suffit à réduire les pilules en une fine poudre diluable, bien plus facile à avaler !

Ergonomique : avec son manche en alu, il est d'une prise en main facile et légère, son mécanisme d'écrasement évite tout effort pouvant entraîner douleurs aux articulations.

Hygiénique et sûr : ne nécessite pas de nettoyage ou stérilisation.

Pas de risque de contamination ou surdosage !

Économique : pas de perte de produit : le médicament est broyé dans son sachet !

Solide et silencieux : doté d'un mécanisme en alliage d'aluminium parfaitement silencieux et éprouvé, Silent Knight® peut être utilisé au chevet de vos patients.

Aucune batterie ni source d'énergie nécessaire.

Il est à la fois stable sur ses mousses antidérapantes et léger avec ses 1670 g.

Quelles améliorations par rapport aux autres modèles de broyeur Silent Knight ?

Les mouvements brevetés à double action "d'écrasement et de meulage" du nouveau Silent Knight® se traduisent par un écrasement silencieux, sans effort et efficace des pilules en poudre fine.

La poignée de l'appareil est conçue pour s'adapter confortablement à toutes les tailles de mains. Les amortisseurs internes de la poignée améliorent la sécurité de l'utilisateur.

Les composants en acier inoxydable de qualité chirurgicale, ainsi que la base et la poignée en aluminium solide font du nouveau Silent Knight® un équipement médical fiable, durable et très efficace.

Le Silent Knight® ne fonctionne pas seul. Le sachet Silent Knight® breveté destiné à contenir le médicament réduit en poudre est essentiel pour garantir une performance maximale tout en réduisant les coûts, les déchets, les dysfonctionnement et les pertes de temps.

La forme inférieure arrondie du sachet assure l'entière récupération des médicaments écrasés. L'épaisseur et la résistance des sachets réduisent efficacement toute contamination croisée pharmaceutique et éliminent la perte de médicaments.

Remarque : Aucun autre sachet de broyeur de comprimés ne fonctionnera de manière efficace et sûre dans le Silent Knight®.

L'utilisation de toute autre pochette compromettra la performance et les résultats du produit.

Caractéristiques du broyeur de médicament Silent Knight

Dispositif médical de classe I

Garantie 36 mois.

Marquage CE

Vidéo de présentation du broyeur :

Mode d'emploi :

Étape 1. Placez les comprimés dans le sachet de broyeur à pilule Silent Knight®.

Levez la poignée et placez la poche entre les plaques de concassage pour amorcer l'écrasement.

Étape 2. Appuyez sur la poignée vers le bas pour écraser les comprimés.

Levez la poignée et tirez le sachet vers le haut à mi-hauteur des plaques d'écrasement.

Étape 3. Appuyez ensuite sur la poignée vers le bas pour activer le mouvement de meulage. Appuyez plusieurs fois sur la poignée pour broyer les comprimés en poudre fine. Répétez l'opération le cas échéant.

Étape 4. Retirez la poche et ajoutez le médicament à un support approprié pour son administration.



Étape 1



Étape 2



Étape 3

Accessoires compatibles :

[Réf. 04913 - Poches pour broyeur de comprimés](#)