

Sachets pour broyeur de comprimés compatible Silent Knight® Boite de 1000

Référence 04913



Prix du produit :

64,16 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lot de 1000 poches compatibles avec le broyeur de médicament Silent Knight 3.

Description du produit :

Pochettes pour broyeur de médicament

Pochettes en polyéthylène compatibles avec le [broyeur de comprimés Silent Knight® 3](#).

Les médicaments sont broyés avec le sachet, il n'y a donc aucune perte de produit. Mais aussi, la pochette permet d'éviter le contact entre le comprimé et le broyeur pour supprimer les erreurs de dosage et la contamination de l'appareil.

Ces pochettes sont en plastique très solide et ne sont pas abîmées lors du broyage. Elles sont constituées avec une base et une ouverture courbées pour garantir la récupération intégrale des médicaments. Leur matière rigide permet de mieux verser le contenu du sachet sans perte de médicament.

Conditionnement :

Boite 1000 pochettes

Dimension du sachet : 10,5x4,9 cm

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

