

# Audiomètre Auditest

Référence 04918



Prix du produit :

**641,58 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Léger et portable, l'**audiomètre Auditest d'Electronica Technologies** vous offre une ergonomie parfaite et vous permet d'effectuer un diagnostic auditif performant et précis en toute simplicité.

**Vendu à l'unité**

Description du produit :

Cet **audiomètre Auditest** permet un diagnostic précis des capacités auditives en ambulatoire. Moderne et performant, sa taille et son ergonomie permettent de l'utiliser d'une seule main.

Caractéristiques :

- Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz
- Niveau sonore ajustable de -10 à 100 dB (HL) par pas de 5 dB
- 2 modes de présentation du son : continu ou pulsé
- Alimentation par 2 piles de 1,5V - type AA/LR06
- Affichage sur écran LCD :

Fréquence et intensité

Mode de stimulus,

Etat de charge des piles,

Emission du son

- Touches silencieuses et embossées
- Arrêt automatique

- Livré dans une trousse incluant : boîtier audiométrique, un casque, 2 piles, notice d'utilisation et d'entretien
- Poids total de l'ensemble : 600 g (155g boîtier audiométrique seul)

## **Contenu**

- 1 Casque Sennheiser
- 2 piles AA
- 1 mode d'emploi (version CD)
- 1 trousse de transport

## **Vidéo de présentation**

**Garantie 3 ans. CE.**