

Gants d'examen latex Peha-taft® Hartmann non poudrés, stériles

Référence 04932



Prix du produit :

56,16 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour toutes les interventions chirurgicales au bloc opératoire. Boîte de 50 paires de gants en latex naturel. Conformes aux normes EN 455-1, EN 455-2 et EN 455-3. Remboursés LPPR.

Description du produit :

Gant de chirurgie Peha-taft® classic en latex naturel sans poudre

De forme anatomique et à bord roulé.

L'enfilage du gant est facilité par une enduction de polyuréthane au niveau de la face interne du gant.

Dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

Gants conformes aux normes européennes EN 455-1, EN 455-2 et EN 455-3.

Recommandé pour toutes les interventions chirurgicales au bloc opératoire.

Composition :

- En latex naturel
- Revêtement interne : polyuréthane
- Exempt de thiurames et de mercaptobenzothiazoles.

- Accélérateurs : carbamates
- Antioxydants : dérivés phénoliques

Caractéristiques :

Dimensions longueur totale : 300 mm $\pm$ 5 mm

Boîte de 50 paires. CE.