

Toise Murale Adultes/Enfants - SECA 216

Référence 02280



Prix du produit :

149,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Toise mécanique pour enfants et adultes. Indispensable pour équiper votre salle d'examen ou votre cabinet médical. Pour mesurer la taille des enfants et adultes mesurant jusqu'à 2,30 m. Toise internationale : graduée sur 2 faces (centimètres ou pouces).

Description du produit :

Toise médicale mécanique polyvalente !

Peu importe la taille du patient : la toise pour enfant et adulte Seca 216 étant dotée d'une échelle amovible graduée de 3,5 à 230 cm, elle permet de mesurer aussi bien la taille des enfants que celle des adultes. Le ruban gradué est inséré dans un profilé en matière plastique de 138 cm de long. L'utilisateur décide lui-même quelle plage de mesure apparaît dans le profilé.

La toise seca 216 est dotée d'un ruban amovible gradué de 3.5 à 230 centimètres qui peut être inséré en position variable dans un profilé plastique de 138 centimètres de long.

Il suffit de fixer la toise au mur à la hauteur voulue. L'utilisateur peut donc choisir lui-même la plage de mesure avec laquelle il souhaite utiliser la toise seca 216 qui permet ainsi de mesurer aussi bien la taille des enfants que celle des adultes. Le résultat exact de la mesure peut être lu pendant l'opération dans la fenêtre latérale de lecture de la taille. Le curseur étant muni d'une vis de blocage, le résultat de la mesure reste visible après la procédure.

Un autre avantage : la toise seca 216 est idéale pour une utilisation internationale, le ruban étant gradué sur les deux faces. Selon le sens d'insertion dans le profilé de plastique, on peut lire la taille sur l'échelle centimétrique ou sur celle graduée en centimètres / pouces.

Caractéristique de la toise SECA 216

- Plage de mesure : max. 138 cm, variable de 3,5 à 230 cm
- Graduation : 1 mm
- Dimensions (LxHxP) : 120 x 1,500 x 217 mm
- Poids : 1,7 kg

CE.

