

# Mètre ruban

Référence 01642



**Prix du produit :**

**2,30 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

118

Mètre ruban souple permettant de mesurer avec précision les parties du corps humain et plus particulièrement le périmètre corporel des patients. Facilement transportable grâce à sa taille compacte.

**Description du produit :**

## Ruban de mesure corporel

- Ruban de mesure avec système d'enroulement de retour automatique par bouton pression.
- Mètre ruban utilisé pour mesurer les partie du corps humain.
- Longueur de 200 cm ou 80 pouces.
- Boîtier en ABS et ruban en plastique souple.

**Dimensions :**

- Boîtier : Ø 51 x 13,5 mm
- Ruban : 2 m x 8 mm x 0.5 mm
- Unité de mesure : Sur une face en centimètres et sur l'autre en pouces
- Poids : 29 g
- Couleur : Blanc

**CE.**